

Zubehör Infusion



FlowArt Ventil, nadelfreies geschlossenes IV-Zugangssystem weiblich/männlich, Luer-Lock (250 Stück)

ArtNr: 34300007
PZN: 01163738
Umkarton: 10 Packungen

150,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- nadelfreies Ventil mit einem vollständig transparenten, durchsichtigen Gehäuse und einem sichtbaren Flüssigkeitsdurchfluss
- flache, geschlossene Dichtung, die eine mikrobielle Barriere bildet
- klares transparentes Gehäuse, um sicherzustellen, dass Rückstände vollständig entfernt werden
- geeignet für 7 Tage / 600 Anwendungen
- das Ventil ermöglicht einen geraden, reibungslosen Flüssigkeitsdurchfluss
- glatte, flache Silikonoberfläche für eine effektive Desinfektion
- kompatibel mit allen LS- und LL-Spritzen
- geeignet für enterale Ernährung, Blut- und Onkologie-Infusionen, sowie für das MRT
- hohe Durchflussrate von bis zu 312 ml/min