

Sonstige Diagnostik



Heine Standard F.O. 4 NT Laryngoskop-Batteriegriff, Xenon-Halogen-Technologie

ArtNr: 79020086

214,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Batteriegriff mit Griffhülse und Laryngoskopeinschub mit Xenon-Halogen-Technologie
- geringes Gewicht für mehr Komfort
- die Griffhülse kann während des Ladevorgangs des Laryngoskopeinschubs sterilisiert, bzw. autoklaviert werden
- kompatibel mit Sterrad und anderen Niedrig-Temperatur Gas-Plasma-Sterilisationsverfahren
- kompatibel mit allen Spateln nach ISO 7376 (Grüner Standard)
- HEINE Standard Laryngoskopgriffe können von Batterie- zu Ladegriffen durch einfachen Tausch der Bodeneinheit umgerüstet werden
- der Standard F.O. Laryngoskopgriff ist zusätzlich mit Li-ion Technologie und Ladestandsanzeige erhältlich