

Zubehör Sterilisation



Melaseal 100 Siegelgerät

ArtNr: 42179529
Umkarton: 24 Packungen

574,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung: Folienschweissgerät

- Nach einer kurzen Vorwärmzeit von ca. 2 Minuten können die Folien hintereinander, ohne Pausenzeiten gesiegelt werden.
- Neu ist die elektronisch gesteuerte optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft nach der Aufwärmphase.
- Die neue Elektronik überprüft auch die reproduzierbare Siegelzeit und zeigt deren Ordnungsmäßigkeit optisch und akustisch an.
- Bei Nichteinhaltung, z.B. durch eine zu kurze Siegelzeit, erfolgt ein entsprechendes Signal.
- Damit Verpackungen unterschiedlicher Verarbeitung versiegelt werden können, ermöglicht der stufenlos einstellbare Thermostat eine frei wählbare Siegeltemperatur.
- Die Siegelnahtbreite von 10 mm geht deutlich über die von der Europa-Norm EN 868-5 geforderte Mindestbreite von 6 mm hinaus und gewährleistet zusätzliche Sicherheit.