

Urinbeutel



Conveen Beinbeutel 750 ml, 50 cm Schlauch (10 Stück)

ArtNr: 23015240

PZN: 08711226

25,70 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Conveen® Beinbeutel ist besonders für mobile Menschen geeignet.

- 750 ml Fassungsvermögen
- 50 cm Ø
- Um den Beutel sowohl am Ober- als auch am Unterschenkel befestigen zu können, ist der Schlauch mit Knickschutz in zwei Längen lieferbar und kann individuell gekürzt werden
- Conveen Beinbeutel sind unsteril und zur Versorgung externer Urinableitungen verwendbar
- Ein hautfreundliches Vlies auf der Rückseite sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
- Der flache Klappverschluss bringt Diskretion und Sicherheit