

Entsorgungsboxen



Kanülenabwurfbehälter Dispo 0,5 l Typ S

ArtNr: 15999925
Umkarton: 187 Packungen

0,65 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Volumen: 500 ml
- Form: Zylinderform
- Verschluss: Ovale Öffnung
- Farbe: Gelb
- Aussenmass: Ø 83 x 151 mm H (mit geschlossenem Deckel)
- Passend für Schwarz-Spritzentablets

Zertifizierungen:

- ADR Konform - UN Zulassung
- TRBA 250
- NFX 30-500
- Kite Mark: Konformität ISO 23907