

Zubehör Infusion



Kombistopfen Luer-Lock blau (100 Stück)

ArtNr:	34250010
PZN:	03460392
Umkarton:	20 Packungen
Hersteller:	Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	8501532

3,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- universell einsetzbarer Verschlusskonus
- zum sicheren Verschließen aller Luer / Luer-Lock-Ansätze
- kontaminationssicher durch versenkten Luer-Konus
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- blau
- steril