

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek FlexLink Kanülen 8 mm (10 Stück)

ArtNr:	D72080
PZN:	01022541
Hersteller:	Roche Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	04626567001

84,90 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Kanülenlänge: 8 mm

- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- Stück per Packung: 10