

## Entsorgungsboxen

### Kanülenabwurfbehälter Easy 1,5 l



ArtNr: 15999881  
Umkarton: 39 Packungen

**1,18 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

- Einweg Behälter für die Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen
- kompatibel mit Schwarz-Tablets
- der Behälter kann provisorisch oder endgültig geschlossen werden
- sicher, einfach zu gebrauchen und zu handhaben
- falls Sie versuchen, den Behälter nach dem endgültigen Verschluss wieder zu öffnen, reisst die Lasche ab
- stich- und schnittfest
- mit Tragegriff
- Deckel mit spezieller Öffnung für die Nadelentsorgung
- auf 134° für 18' autoklavierbar
- Angabe der maximalen Füllungshöhe
- Doppel Nadelentsorgung (für Linkshänder)
- Halterung auf Anfrage
- Konform mit TRBA 250, ISO 23907:2013, NF, FDA Approval, BAM
- Abmessung (L x B x H): 245 x 105 x 121 mm