

Entsorgungsboxen



Kanülenabwurfbehälter Daily 4 I

ArtNr: 15999860
Umkarton: 38 Packungen

1,73 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Kanülenabwurfbehälter
- Fassungsvermögen: 4 Liter
- Länge: 19 cm
- Breite: 19 cm
- Höhe: 20,5 cm
- kann vorläufig sowie endgültig geschlossen werden
- die breite und praktische Öffnung erlaubt eine schnelle Entsorgung
- sterilisierbar
- ergonomische Form
- seitlicher Griff, um den Transport zu vereinfachen
- doppeltes Öffnungssystem: zum Entfernen von Kanülen, Insulinkanülen sowie zum Entsorgen von kompletten Spritzen
- Anzeige für maximalen Füllmenge

Zertifizierungen:

- UN-Zulassung - gemäss auf ADR
- TRBA 250
- Kite Mark - gemäss auf ISO 23907
- Konformität zur Norm NFX 30-500
- Marque NF
- FDA K071517