

Kontrolllösungen



Kontrolllösung alphacheck professional A+B Kombipack 2 x 4 ml

ArtNr: D45157
PZN: 12671828

5,60 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die alphacheck professional Kontrolllösung dient zur Überprüfung des alphacheck professional Blutzuckermessgerätes und der dazugehörigen Teststreifen.

- Es gibt sie in zwei verschiedenen Varianten:
- Lösung A für den niedrigen Messbereich und Lösung B für den hohen Messbereich.
- Die zu erhaltenden Messergebnisse stehen auf der zur Testmessung herangezogenen Teststreifendose.
- Das Ergebnis muss in der dort angegebenen Spanne liegen - jeweils für alphacheck professional Kontrolllösung A und B.
- Hauptbestandteil der alphacheck professional Kontrolllösung ist Glucose.
- Die alphacheck professional Kontrolllösung ist ausschließlich mit dem alphacheck professional Blutzuckermessgerät (alphacheck professional MG/DL PZN 9207493 und alphacheck professional MMOL/L 9207470) zu verwenden.