

Katheter



Nelatonkatheter Ch 14 (100 Stück)

ArtNr: 30000314
PZN: 02099273
Umkarton: 10 Packungen

25,05 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 14
- effektive Länge: 36 cm
- geschlossene abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- für transurethrale und suprapubische Anwendungen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- grün