

Zubehör Infusion



Extra-Spike Plus Chemo rot, 5 µm- Partikelfilter, 0,2 µm Belüftungsfilter (25 Stück)

ArtNr:	17991313
PZN:	03416103
Umkarton:	16 Packungen
Hersteller:	Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	2902822

37,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Ergonomische Spikes für die Entnahme aus Infusionsbehältnissen und zum Zuspritzen

- Schlanker, kurzer Einstechdorn für müheloses Durchstechen auch stärkerer Stopfen
- Einfaches Öffnen und Verschließen mit einer Hand durch zentral zum Dorn angeordneten Griff mit integriertem, dicht schließendem Schnappverschluss mit Farbkodierung
- Leichtgängiges Entnehmen und Zuspritzen sowie Schutz vor mikrobieller Kontamination durch integrierte Belüftungsmembran
- Formgebung ermöglicht die unbehinderte, stabile Verbindung zur Entnahmespritze
- Extra-Spike® Plus Chemo: zuverlässige Handhabung von Zytostatika durch Schutz vor toxischen Aerosolen beim Lösen von Trockensubstanzen durch integrierten 0,2-µm-Belüftungsfilter
- Luer-Lock