

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek FlexLink 8/60 (10 Kanülen und 10 Schläuche)

ArtNr:	D72010
PZN:	01022475
Hersteller:	Roche Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	04626435001

124,60 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Kanülenlänge: 8 mm

- Schlauchlänge: 60 cm
- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- Stück per Packung: 10