

Sonderkanülen

Medioplast Spezialkanülen 15 G, 1,70 x 110 mm (20 Stück)

ArtNr: 19610204



36,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Subkutankanülen mit Spezialschliff

- vielseitig anwendbar, z. B. Fruchtwasseruntersuchungen
- Einmalartikel, steril und einzeln verpackt
- Metallkanüle mit Luer-Lock-Konnektor
- Schutzkappen aus Polypropylen
- Material: PP/PE/Medical Grade Edelstahl