

Gehhilfen



Rollator 4-Rad-Gehhilfe faltbar, Feststellbremse

ArtNr: 54081351

102,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- eine funktionelle und sichere Gehhilfe aus Aluminium
- geringes Gewicht von nur 9 kg, absolutes Leichtgewicht
- stabiles, pulverbeschichtetes Gestell mit abnehmbarem Korb und Tablett
- serienmäßige Rückenstütze mit Moosgummipolsterung für ein sicheres Ausruhen und Anlehnen
- Feststellbremse
- faltbar
- blau

Die ergonomisch geformte Parkbremse macht es auch Benutzern mit geringerer Muskelkraft (z.B. bei Arthrose) leicht, den Bremsmechanismus zu entriegeln bzw. zu betätigen. Durch Lösen der Sicherheitsverriegelung kann der Rollator leicht zusammengefaltet werden. Die Griffe sind höhenverstellbar (77 - 95 cm). Da alle 4 Räder mit einer pannensicheren Bereifung ausgestattet sind, entfallen aufwändige Wartungsarbeiten. Korb und Tablett sind im Lieferumfang enthalten.