


Spinalkanülen



BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 0,90 x 38 mm, gelb, 20G x 1 1/2" (25 Stück)

ArtNr:	16112015
PZN:	07545949
Umkarton:	8 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	405251

33,25 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 0,90 x 38 mm
- 20G x 1 1/2"
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- gelb