

Netzhörschen



Netzhörschen extra-groß 120-160 cm (50 Stück)

ArtNr: 54091813
PZN: 02336649
Umkarton: 6 Packungen

8,45 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Einweg-Netzhörschen für den OP-Bereich sowie zur Fixierung diverser Vorlagen.

Der Fixierslip aus hautfreundlichem, texturiertem Polyesterfilamentgarn und Elasthanfäden in unterschiedlichen Feinheiten hergestellt. Durch den Materialeinsatz und den Bindungsaufbau erhält das Produkt eine hohe Elastizität, die eine gute Körperpassform und dadurch eine gute Vorlagenfixierung bewirkt. Die offene Struktur des Netzhörschens sorgt für ein gutes Microklima auf der Haut.

- 85 % Polyester
- 15 % Elasthan
- latexfrei