

Zubehör OP-Bedarf



Hochabsorbierende Bodenmatte mit Supercore Liquimat Standard 76 x 36 cm, speichert bis zu 7 Liter (100 Stück)

ArtNr: 42172070

290,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die superabsorbierende Saugmatte kommt bei der Aufnahme heruntertropfender Flüssigkeiten zum Einsatz. Durch den patentierten SuperCore-Saugkern werden in beeindruckender Weise Flüssigkeiten absorbiert und gebunden.

- beidseitig absorbierend
- speichert hygienisch und sicher
- einfache Entsorgung
- sehr dünn
- speichert 7 l Wasser bzw. 2,5 l physiologische NaCl-Lösung