

Zubehör Infusion



Extra-Spike Plus blau, 5 µm-Partikelfilter, Belüftungsfilter (25 Stück)

ArtNr:	17991312
PZN:	03415894
Umkarton:	16 Packungen
Hersteller:	Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	2902812

22,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Ergonomische Spikes für die Entnahme aus Infusionsbehältnissen und zum Zuspritzen

- Schlanker, kurzer Einstechdorn für müheloses Durchstechen auch stärkerer Stopfen
- Einfaches Öffnen und Verschließen mit einer Hand durch zentral zum Dorn angeordneten Griff mit integriertem, dicht schließendem Schnappverschluss mit Farbkodierung
- Leichtgängiges Entnehmen und Zuspritzen sowie Schutz vor mikrobieller Kontamination durch integrierte Belüftungsmembran
- Formgebung ermöglicht die unbehinderte, stabile Verbindung zur Entnahmespritze
- hochkompatibel mit den Infusionsbehältnissen KabiPac® und freeflex®
- Luer-Lock