

Zubehör OP-Bedarf



Saugansatz Typ Yankauer 8 mm, steril (60 Stück)

ArtNr: 32011003
Umkarton: 3 Packungen

108,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Saugansatz

- Abgewinkelt
- Mit 4 seitlichen Augen
- Mit zusätzlich stabilem Handstück
- 8 mm Durchmesser
- Einzeln steril verpackt
- Sterilisation mittels Ethylenoxid
- In Peelpackung