

Infusionsgeräte



Chiraplust G, 150 cm, Schwerkraft-Infusionsgerät (100 Stück)

ArtNr: 17134010

45,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Für die Schwerkraft-Infusion
- Mit Zuspritzmöglichkeit
- Mit Belüftung
- 15 µm Filter zum Schutz vor groben Partikeln
- Große transparente Tropfkammer
- hohe Tropfen-Konsistenz durch optimierte Rollenklemme
- Mit 150 cm Anschlußleitung
- Luer Lock-Ansatz