


Redon



Privac Redonflasche 200 ml OP System, mit Verbindungsschlauch, Large-Lock (15 Stück)

ArtNr: 33030105
Umkarton: 4 Packungen

37,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Hochvakuumssystem für den Routineeinsatz im OP

- 200 ml Nenninhalt
- Verbindungsschlauch 125 cm
- Vakuum-Indikator
- Vakuum: 900 mbar
- Einzeln steril verpackt
- Universeller Stufenkonnektor zur sicheren Aufnahme von Redon-Drains Ch. 6 bis Ch. 18
- Large-Lock-Anschluss für sichere Trennung von Flasche und Verbindungsschlauch