

Leuchten



GS600 Green Series, Untersuchungs- und Behandlungsleuchte mit Tisch-/Wandbefestigung

ArtNr: 79020142
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](#)
Hersteller Nr: 44612

586,80 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Drei LEDs und breiterer Kopf, speziell konzipiert für anspruchsvolle Sichtbedingungen
- Gleichmäßiger Spot und herorragende Ausleuchtung für kleinere Eingriffe und Untersuchungen in jedem Gesundheitsumfeld
- Geringerer Energieverbrauch
- Kein Austausch von Lampen
- Anzahl LEDs: 3 weiße LEDs
- Farbtemperatur: 5.500 K
- Lichtintensität bei Arbeitsabstand: 50.000 Lux bei 30 cm, 45.000 Lux bei 50 cm
- Spot-Größe bei Arbeitsabstand: 18 cm bei 30 cm, 15 cm bei 50 cm
- Reichweite Rollstativ: 79 cm
- Bedienfunktionen: Berührungslos Ein/Aus
- Montageoptionen: Rollstativ, Tisch/Wand, Schiene
- Verlängerungsart: Flexarm
- Reichweite Wand: 79 cm

: Betriebszeit 50.000 Stunden

- Garantie 5 Jahre, beschränkt
- ideal für den Einsatz in den folgenden Umgebungen:
- ideal für den Einsatz in den folgenden Umgebungen: Erstversorgungseinrichtungen, Notaufnahmen, Ambulanz, Dermatologie, Gynäkologie