

Temperaturmessung



Fieberthermometer digital (12 Stück)

ArtNr: 74000063
Umkarton: 12 Packungen

48,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- digitales Fieberthermometer
- Messgenauigkeit: +/- 0,1 °C
- wasserdicht
- mit Signalton
- ohne Glas, quecksilberfrei
- desinfektionsfähig
- Abschaltautomatik
- Schutzhülle zur Aufbewahrung
- inkl. Batterie LR 41