

Sonstige Diagnostik

Heine Beta 200 S Ophthalmoskop mit USB-Ladekabel, LED-Technologie



ArtNr: 79020091

620,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- das einzigartige staubdichte Design schützt die Präzisionsoptik und ermöglicht einen wartungsfreien Gebrauch
- mit einem Aluminium-Trägerelement
- die optischen Komponenten sind flächenbündig in einen Rahmen aus Aluminiumguss integriert, wodurch eine Dezentrierung verhindert und das Instrument resistent gegenüber Stößen wird
- LED mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer (bis zu 100 000 Stunden), kein Lampenwechsel nötig
- Rekoss-Scheibe mit 28 Einzellinsen die höhere Refraktionsabweichungen verhindert
- 74 Ein-Dioptrien-Schritte auf dem nicht durchgängigen Linsenrad vermeiden dabei extreme Dioptriensprünge (-36D bis +38D)
- einzigartige stufenlose Helligkeitsregelung zwischen 100 % und 3 % mit Einfinger-Bedienung
- kein Streulicht dank des versenkten, mehrfach vergüteten Sichtfensters für eine sichere Diagnose
- präzise Bedienung des Instruments mit einer Hand
- das ergonomische Design bietet Flexibilität bei der Untersuchung
- sowohl für weite als auch für nicht geweitete Pupillen einsetzbar
- die ergonomische Form passt sich bequem an die Orbita an und schirmt das Umgebungslicht ab
- inklusive USB-Lagegriff mit USB Kabel und Netzteil