

Pflaster



Leukoplast Soft Strips 1,9 x 7,2 cm (100 Stück)

ArtNr: 55000219
PZN: 13838420
Hersteller: [BSN Medical](#)
Hersteller Nr: 2346

17,58 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- besonders hautfreundlicher Wundschnellverband für empfindliche Haut
- zur schnellen Versorgung von Schrammen, Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
- das Trägermaterial ist besonders anschmiegsam und passt sich den Körperkonturen an
- auch für viel bewegte Körperstellen
- hoher Tragekomfort
- besteht aus einem Vliesträger mit Vlieswundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt
- luftdurchlässig
- schmerzfrei ablösbar
- latexfrei