

Leuchten



GS600 Green Series, Untersuchungs- und Behandlungsleuchte mit Rollstativ

ArtNr: 79020141
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](http://www.welchallyn.com)
Hersteller Nr: 44602

671,30 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Drei LEDs und breiterer Kopf, speziell konzipiert für anspruchsvolle Sichtbedingungen
- Gleichmäßiger Spot und herorragende Ausleuchtung für kleinere Eingriffe und Untersuchungen in jedem Gesundheitsumfeld
- Geringerer Energieverbrauch
- Kein Austausch von Lampen
- Anzahl LEDs: 3 weiße LEDs
- Farbtemperatur: 5.500 K
- Lichtintensität bei Arbeitsabstand: 50.000 Lux bei 30 cm (12 Zoll), 45.000 Lux bei 50 cm (20 Zoll)
- Spot-Größe bei Arbeitsabstand: 18 cm bei 30 cm (12 Zoll), 15 cm bei 50 cm (20 Zoll)
- Reichweite Rollstativ: 79 cm (30,1 Zoll)
- Bedienfunktionen: Berührungslos Ein/Aus
- Montageoptionen: Rollstativ, Tisch/Wand, Schiene
- Verlängerungsart: Flexarm
- Reichweite Wand: 79 cm (30,1 Zoll)
- Betriebszeit 50.000 Stunden
- Garantie 5 Jahre, beschränkt
- ideal für den Einsatz in den folgenden Umgebungen: Erstversorgungseinrichtungen, Notaufnahmen, Ambulanz, Dermatologie, Gynäkologie