

Schlauchverband



Tubegauz Schlauchverband (Gr. K2) 10 m

ArtNr: 57040005

Hersteller: [Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG](http://www.lohmann-rauscher.de)

Hersteller Nr: 24031

35,69 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Für Rumpf (gro?) > L

- Unterzug für Gips- und Castverbände
- Zur zeitsparenden Fixierung von Verbänden an schwierigen Stellen (Kopf, Rumpf, Finger, Extremitäten)
- Auch zur leichten Kompression und Fixierung von Polstermaterial
- Eigenschaften
- Nahtlos gestrickt
- Hautfreundlich
- Aus feinen Garnen
- Dehnbar in der Breite
- Faltenarm anzulegen
- Keine Einschnürungen