

Beutel



Self Seal Beutel, 90 x 230 mm (200 Beutel)

ArtNr: 42830230
Umkarton: 10 Packungen

9,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Autoclav-Selbstklebebeutel

- Bei geringem Sterilisieraufkommen empfiehlt sich die Verwendung von selbstklebenden Klarsichtbeuteln mit Papieruntergrund.
- Mit optimalem Klebe-Haftverschluss und Indikator für Dampf- und Gassterilisatoren.
- Gemäß DIN /EN 868
- Starke Qualität
- 70 g/m²
- Für die Dampfsterilisation bis 134 °C