

Entsorgungsboxen



Kanülenabwurfbehälter Multi-Safe 25 l, Blanko

ArtNr: 15999873.

Umkarton: 190 Packungen

6,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- rechteckige Gefäßform
- geeignet für onkologische Abfälle, Zytostatika
- sicher, flüssigkeitsdicht
- Tagesdeckel
- Deckel im Deckel
- der kleine Deckel kann immer wieder auf- und zuge dreht werden
- Endverschluss kann ohne Gewalteinwirkung nicht mehr geöffnet werden
- umlaufender Verschlussrand mit 14 Einrastnocken
- durch die große Stellfläche werden keine Halterungen benötigt
- kann im leeren und gefüllten Zustand gestapelt werden
- stabiler Tragegriff im Deckel zum Abtransport
- 25 Liter