

Insulinpumpenzubehör



Accu-Chek Insight Service Pack (1 Stück)

ArtNr: D75416
PZN: 11510141
Hersteller: [Roche Deutschland GmbH](#)
Hersteller Nr: 04540263001
Unverb. Preisempf.: 43,78 €

43,78 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Schließt das Batteriefach nach außen sicher ab. Um die Wasserdichtigkeit der Insulinpumpe zu gewährleisten, sollte der Batteriefachdeckel mit jeder 4. Batterie ausgetauscht werden. Inhalt: 1 x Batteriefachabdeckung, 12 x Batterien