

Darmrohr



Darmrohre Ch 30 Typ B (75 Stück)

ArtNr: 30010030
PZN: 10125694
Umkarton: 10 Packungen
Unverb. Preisempf.: 17,63 €

20,25 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Ch 30
- effektive Länge: 36 cm
- geschlossen, weich abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- silbergrau