

Urinbeutel



Urosid Urindrainagebeutel 1000 ml 90 cm Schlauch, steril

ArtNr: 20900416
PZN: 03061255
Hersteller: Asid Bonz GmbH

5,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- geschlossenes, universelles Bein-Bett-Urindrainagesystem speziell geeignet für mobile Katheterpatienten
- System für Tag und Nacht
- bis zu 14 Tagen einsetzbar
- hautfreundliche Vliesbeschichtung
- hydrophobe Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre
- Urinprobenentnahmestelle am Universalstufenkonnektor
- Ablasshahn
- latexfrei
- Volumen: 1.000 ml
- Schlauchlänge: 90 cm