

Sonstige Praxisbedarf



Melacontrol Chargencontroll-System (24 Stück)

ArtNr: 42179527

3.621,60 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Helix-Prüfkörper mit 250 Test-Streifen

- Die Europa-Norm EN 867-5 definiert die sogenannte HELIX.
- Dies ist ein Prüfkörper für "Klasse B"-Autoklaven, der die schwierigsten Anforderungen an die Sterilisation von Hohlkörper-Instrumente simuliert.
- Der Einsatz dieses Prüfkörpers wird zur Chargenkontrolle bei der Aufbereitung von "kritisch B"-Instrumenten gefordert.
- MELAcontrol wird mit einem Prüfkörper und 250 Teststreifen geliefert.
- Sind die Teststreifen verbraucht, liegt der Lieferung neuer Teststreifen auch ein neuer Prüfkörper bei, der alte Prüfkörper wird entsorgt.