

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek Insight Flex Kanülen 6 mm (10 Stück)

ArtNr: D77000
PZN: 08459755
Hersteller: Roche Deutschland GmbH
Unverb. Preisempf.: 87,06 €

87,06 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Kanülenlänge: 6 mm
- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- sichere Entsorgung durch Einklappen der Kanüle