

Kleinvolumige Spritzen



BD SafetyGlide Insulinspritzen U 100, 1,0 ml, 12,7 mm (100 Stück)

ArtNr: 10211251
PZN: 02514878
Umkarton: 4 Packungen
Hersteller: [BD Deutschland GmbH](http://www.bd.com)

59,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- dreiteilige Insulinspritze
- 1 ml
- U100
- orange
- eingeschweißte Sicherheitskanüle 0,33 x 13 mm (29 G x 1/2)
- schwarze Graduierung
- einzeln steril verpackt