

Verbandskasten



Erste Hilfe-Koffer Kindergarten mit Spezialfüllung für Kinder bis 6 Jahre

ArtNr: 54100212

PZN: 01084594

59,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- ABS-Kunststoff
- formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, Spritzwassergeschützt
- Gummidichtung, Tragegriff, Plombiervorrichtung
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Siebdruckbeschriftung
- Farbpiktogramm
- für mobilen und stationären Einsatz geeignet
- Spezialfüllung Kindergarten bis 6 Jahre
- 260 x 170 x 110 cm