

Darmrohr



Kontrastbeutel Top-Fill blau, leer, ohne Darmrohr

ArtNr: 45111925
Umkarton: 35 Packungen

7,10 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Vergrößertes Volumen 3.0 Liter
- Mit Schlauch und Klemme
- Genau eingeteilte Volumenskala
- Mit oberliegender Schraubkappe, ideal zum Füllen
- Mit idealem Dreh-Absperrhahn
- Mit zusätzlicher Einhandschlauchklemme
- Mit Luer Lock Ventil für den Anschluss eines Gebläses
- Damit kann ein leichter Überdruck im Beutel erzeugt werden
- Ideal für den verbesserten Kontrastmittelfluß und die Doppelkontrast-Darstellung