

Sonstige Diagnostik

Heine NT 4 Tischladegerät

ArtNr: 79020087



201,06 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- innovatives, kompaktes Design
- standfeste Aufbewahrung der Instrumente
- platzsparend
- zwei getrennte Ladeköcher
- voller Funktionsnutzen mit einem oder zwei Griffen
- gleichzeitiges Laden von zwei Griffen möglich
- automatischer Ladevorgang
- unabhängig vom Ladestand der Ladebatterie
- gewährleistet eine lange Lebensdauer der Ladebatterien
- Überladeschutz
- Ladevorgang schaltet automatisch ab, sobald die Ladebatterie vollständig geladen ist
- pulsierendes Licht des Köchers signalisiert anhaltenden Ladevorgang
- Dauerlicht signalisiert abgeschlossenen Ladevorgang
- für alle Standard F.O. 4 NT, F.O. 4 SLIM NT und F.O. 4 SHORT NT Laryngoskop-Ladegriffe
- für alle BETA 4 NT Griffe
- Abmessungen: Breite 142 mm, Höhe 61 mm, Tiefe 66 mm
- Gewicht: 235 g