

Sonstige Diagnostik

Heine Spatel classic + F.O. nach Macintosh Größe 3, 135 mm x 15 mm

ArtNr: 79020042



150,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- für eine einfache und sichere Intubation
- saubere Form ohne Kanten und Ecken
- einteiliges Design
- gefertigt aus verchromtem, rostfreiem Edelstahl
- leicht zu reinigen und zu sterilisieren
- bis zu 4.000 Autoklavierzyklen
- keine Schraubverbindungen, externe Lichtleiter oder Öffnungen, die verschmutzen könnten
- kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
- Lichtleiter mit bis zu 6.500 einzelnen Fasern und der nochmals optimierten Abstrahlcharakteristik ermöglichen selbst nach 4.000 Sterilisationszyklen eine optimale Ausleuchtung des Rachenraumss
- 5 Jahre Garantie
- Gesamtlänge: 135 mm
- Breite am distalen Ende: 15 mm