

Tests



Cleartest HCG Schwangerschafts-Teststreifen (20 Stück)

ArtNr: 84390255

5,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Hochsensibler Streifentest:

- Anzeigend ab 25 mIU/ml HCG im Urin
- Anzeige bereits am 1. Tag nach Ausbleiben der Regel
- Mit eingebauter Qualitätskontrolle
- Besonders preiswert
- Kaum Verpackung, umweltfreundlich, kinderleicht und schnell zu benutzen
- Grosses und breites Streifenformat (5 mm), besonders handlich
- Im sicheren Alubeutel, einzeln verpackt
- Auswertbar nach 3 - 5 Minuten
- Probenmaterial: Urin
- So einfach ist die Auswertung:
- Cleartest®-Streifentest bis zur Markierung in Urin stellen und nach 3 - 5 Minuten ablesen.