

Spinalkanülen

**BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 20G6",
0,90 x 150 mm, gelb, steril, latexfrei, PVC-
frei, silikonfrei (ersetzt 405211) (10 Stück)**

ArtNr:	16112070
PZN:	07546073
Umkarton:	5 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	405211

76,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 0,90 x 150 mm
- 20G x 6"
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- gelb