

Kleinvolumige Spritzen



Dispomed TBC-Spritzen, 1 ml, mit Kanüle (100 Stück)

ArtNr: 10812027
PZN: 03514828
Umkarton: 10 Packungen

12,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Einmalspritze TBC / Heparin

- Dreiteilige Spritzen
- Mit Kanüle 0,50 x 16 mm
- Mit Spardorn
- Luer, zentrisch
- Kein Medikamentenverlust durch Spardorn
- Leichtgängiger, acytotoxischer Kolben
- Für TBC schwarze Skalierung, Skalenwert 0,01ml
- Für Heparin rote Skalierung, Skalenwert 0,05 ml