

Kleinvolumige Spritzen



BD SafetyGlide Insulinspritzen U 100, 0,3 ml mit eingeschweißte Sicherheitskanüle 0,25 x 8 mm (100 Stück)

ArtNr:	10211252
PZN:	05567585
Umkarton:	4 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	305937

59,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- dreiteilige Insulinspritze
- 0,3 ml
- U100
- orange
- eingeschweißte Sicherheitskanüle 0,25 x 8 mm (31 G x 5/16)
- schwarze Graduierung
- einzeln steril verpackt