

Temperaturmessung



Infrarot-Stirnthermometer TRI-TEMP, kontaktlos

ArtNr: 74000080

250,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Kontaktloses Infrarot-Thermometer, das entwickelt wurde, um das Infektionsmanagement im Gesundheitswesen positiv zu beeinflussen und zu verbessern. Es ermöglicht eine einfache, schnelle und genaue Messung der Körpertemperatur und verfügt über einen ergonomischen, abgewinkelten Kopf, der eine optimale Sensorausrichtung gewährleistet und Benutzerfreundlichkeit und -komfort bietet.

- CE-Kennzeichen
- Hergestellt in Europa
- Kosteneinsparung: keine Verbrauchsmaterialien (keine Sondenabdeckung erforderlich)
- Infektionskontrolle: kein Kontakt mit dem Patienten (Messung auch im Schlaf möglich), einfache Reinigung
- Zeitersparnis: nur 1 Sekunde für die Messung erforderlich, automatische Abschalteneinrichtung nach 30 Sekunden
- Energiesparend: 20.000 Messwerte mit 2 x AAA-Batterien
- Benutzerfreundlichkeit: einfache Benutzeroberfläche, Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit grüner, gelber, roter Ampelanzeige (Fiebererkennungssystem)
- Genauigkeit +/- 0,2 °C (0,4°F)
- >0.5 % Bruchquote
- Kalibrierungsprüflösung
- einsetzbar bei allen Altersgruppen und Geschlechtern
- robustes Design: 0,5 % Bruchquote
- rutschfester Griff für besseren Halt, insbesondere beim Tragen von Handschuhen
- wir bieten auch die medizintechnische Kontrolle an