


Skalpellklingen



Feather Skalpellklingen Fig. 12 Edelstahl (100 Stück)

ArtNr: 18820312
Umkarton: 50 Packungen

20,40 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Die FEATHER® Edelstahlklingen aus hochwertigstem gehärtetem Edelstahl eignen sich für alle chirurgischen Anwendungen.
- Unübertroffene Qualität und Leistungsfähigkeit Die chirurgischen Edelstahlklingen aus hochwertigstem gehärtetem Edelstahl bieten durch ihren optimierten Präzisionsschliff ein Höchstmaß an Qualität und Leistungsfähigkeit. Ein Doppel-Honen-Prozess sorgt für scharfe Schnittkanten von ausgezeichneter Beständigkeit. Benutzerfreundlich Die Klingen sind direkt nach Entnahme aus der Verpackung einsatzbereit.
- Einzeln steril in Alu-Folie verpackt.