


Spinalkanülen



BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 0,70 x 180 mm, schwarz, 22G x 7" (10 Stück)

ArtNr:	16112270
PZN:	07546050
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	405149

46,89 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 0,70 x 180 mm
- 22G x 7"
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- schwarz