

Tests



Strep A Streptokokken A-Kassetten-Test (20 Stück)

ArtNr: 84390272

43,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der schnelle Antigen Test zum qualitativen Nachweis von Streptokokken der Gruppe A in Rachenabstrichen.

- Leicht ablesbar: 2 Farblinien zeigen ein Positiv-Resultat an; wenn nur 1 Streifen erscheint = Negativergebnis. Eine Kontrolllinie zeigt die richtige Durchführung des Testes an. Auswertung nach 5 Minuten, Anwendung bei Raumtemperatur. Lagerung bei 2 - 30 °C.
- Packungsinhalt: einzeln eingesiegelte Teststreifen, Reagenz A+B, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Abstrichtupfer, Extraktionsröhrchen, Arbeitsstation.