

Sonstige Diagnostik

Heine Spatel Classic + F.O. Mac. Größe 2, 115 mm x 13 mm



ArtNr: 79020041

131,10 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- für eine einfache und sichere Intubation
- saubere Form ohne Kanten und Ecken
- einteiliges Design
- gefertigt aus verchromtem, rostfreiem Edelstahl
- leicht zu reinigen und zu sterilisieren
- bis zu 4.000 Autoklavierzyklen
- keine Schraubverbindungen, externe Lichtleiter oder Öffnungen, die verschmutzen könnten
- kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
- Lichtleiter mit bis zu 6.500 einzelnen Fasern und der nochmals optimierten Abstrahlcharakteristik ermöglichen selbst nach 4.000 Sterilisationszyklen eine optimale Ausleuchtung des Rachenraums
- 5 Jahre Garantie
- Gesamtlänge: 115 mm
- Breite am distalen Ende: 13 mm