

Mundschutz



OP-Maske Mundschutz, 3-lagig, blau, mit Gummi (50 Stück)

ArtNr: 50330108
PZN: 18062088
Umkarton: 40 Packungen

1,45 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Mundschutz aus hautfreundlichem Material entspricht Typ II nach EN 14683:2005 und ist dank seiner elastsichen Ohrschlaufen sehr einfach an- und abzulegen. Ein stabiler Nasenbügel schließt im Nasenbereich dicht ab.